

Phospho-Map2K6-S207/Map2K3-S189 Kaninchen-Pak Für Wb - P46734 / P52564

Artikelnummer: CM0000470

Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der MAP2K6 (Ser207) und MAP2K3 (Ser189) erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der stressaktivierten MAP-Kinase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46734 / P52564
Proteingewicht	36kDa / 39kDa / 31kDa / 37kDa
Versand	Eisbeutel