

## Phospho-Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99683

Artikelnummer: CM0001714



### Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes MAP3K5 (ASK1/MEKK5) phosphoryliert an S967 gerichtet ist, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Nützlich für die Untersuchung von Apoptose, Stressantworten und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-MAP3K5-S967 Kaninchen-pAb                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S967                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 4217                                                                                                       |
| GenID             | 4217                                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S967 von humanem MAP3K5 entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                  |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                     |
| SWISS             | Q99683                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 155kDa                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                  |