

## Phospho-Map3K5-S83 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q99683

Artikelnummer: CM0001243



### Einführung

Hochspezifischer Phospho-MAP3K5-S83 Kaninchen pAb, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt phosphoryliertes MAP3K5 (ASK1) an Serin 83 im Menschen. Essentiell für die Erforschung von Apoptose, Stressantwort und MAPK-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-MAP3K5-S83 Kaninchen pAb                                                   |
| Bemerkungen/Alias | ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Phospho-MAP3K5-S83                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                             |
| GeneID (Human)    | 4217                                                                               |
| GeneID            | 4217                                                                               |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S83 von humanem MAP3K5 (NP_005914.1). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                          |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                             |
| SWISS             | Q99683                                                                             |
| Protein-Gewicht   | 155kDa                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                          |