

Phospho-Map3K5-T845 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O35099

Artikelnummer: CM0000853

Einführung

Phospho-MAP3K5-T845 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Human-ASK1, eine Schlüsselkinase in MAPK-Stress- und Immunsignalwegen (MW ~155kDa, kreuzreagiert human). Ideal für Apoptose- und angeborene Immunitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP3K5-T845 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASK; ASK1; MekK5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Phospho-MAP3K5-T845
Spezies	Maus
GeneID (Human)	4217
GeneID (Maus)	26408
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T845 von Maus-MAP3K5 (NP_032606.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O35099
Proteingewicht	155kDa
Versand	Eistasche