

Phospho-Marcks-S162 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29966

Artikelnummer: CM0001025

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes MARCKS (Ser162). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PKC-Signalübertragung, der Zytoskelett-Dynamik und der Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MARCKS-S162 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4082
GenID	4082
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S162 von menschlichem MARCKS entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29966
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel