


Phospho-Max-S11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61244

Artikelnummer: CM0001367



Einführung

Phospho-MAX-S11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für humanes MAX, phosphoryliert an Serin 11. Ideal für die Erforschung der MYC/MAX/MAD-Transkriptionsregulation und Chromatin-Remodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAX-S11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	bHLHd4; Phospho-MAX-S11
Spezies	Human
GeneID (Human)	4149
GeneID	4149
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S11 von humanem MAX (NP_002373.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P61244
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel