

Phospho-Mcl1-T163 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q07820

Artikelnummer: CM0001711



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen MCL1, das an T163 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem und murinem MCL1. Ideal für Apoptose- und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MCL1-T163 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
Spezies	Human
GeneID (human)	4170
GeneID	4170
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T163 von humanem MCL1 (NP_068779.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q07820
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel