


Phospho-Mcm2-S139 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49736

Artikelnummer: CM0001331



Einführung

Phospho-MCM2-S139 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA, reagiert mit humanem MCM2, das an Ser139 phosphoryliert ist. Ideal für DNA-Replikations- und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MCM2-S139 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Phospho-MCM2-S139
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4171
GeneID	4171
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S139 von humanem MCM2 (NP_004517.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49736
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel