

Phospho-Mdm2-S166 Kaninchen-Mak Für Ihc-P Und Elisa - Q00987

Artikelnummer: CM0001665



Einführung

Phospho-MDM2-S166 Kaninchen-mAk detektiert spezifisch humanes MDM2, das an Serin 166 phosphoryliert ist. Validiert für IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Forschung zur p53-MDM2-Achse und Apoptoseregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MDM2-S166 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S166
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4193
Gen-ID	4193
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein Phospho-synthetisches Peptid, das den Bereich um S166 von humanem MDM2 entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00987
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche