

Phospho-Mdm2-S260 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - Q00987

Artikelnummer: CM0000480



Einführung

Phospho-MDM2-S260 Kaninchen-pAb erkennt humanes MDM2, das bei S260 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der p53-Ubiquitinierung, Apoptose und Krebswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MDM2-S260 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S260
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4193
GenID	4193
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S260 von humanem MDM2 (NP_001354919.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q00987
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel