

Phospho-Mef2C-S396 Kaninchen-Pak - Q06413

Artikelnummer: CM0000617

Einführung

Phospho-MEF2C (S396) polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA; erkennt menschliches MEF2C bei ~51 kDa. Ideal zur Untersuchung der MEF2C-Phosphorylierung bei der Transkriptionsregulation, Neuroentwicklung und Myogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-MEF2C-S396 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Phospho-MEF2C-S396
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4208
GenID	4208
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S396 von menschlichem MEF2C (NP_002388.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q06413
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel