

Phospho-Mek1 (Ps221) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0000474



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes MEK1 an Ser221. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von MAPK/ERK-Signalwegen und assoziierten Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-pS221 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-pS221
Spezies	Mensch
Gen-ID	5604
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S221 des humanen MEK1 (NP_002746.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eispackung