

Phospho-Mek1-S217 Kaninchen-Pak Für Wb - Q02750

Artikelnummer: CM0000782



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der MEK1 phosphoryliert an Ser217 nachweist. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbares Werkzeug für die Forschung am MAPK/ERK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-S217 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S217
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5604
Gen-ID	5604
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S217 von humanem MEK1 (NP_002746.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel