

Phospho-Mek1-T286 Kaninchen Pab - Q02750

Artikelnummer: CM0001739



Einführung

Phospho-MEK1-T286 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-MEK1 phosphoryliert an T286. Ideal für Forschung zum MAPK/ERK-Signalweg und Anwendungen in der Arzneimittelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-T286 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5604
GenID	5604
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T286 des humanen MEK1 (NP_002746.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel