

Phospho-Mek1-T292 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0001568



Einführung

Phospho-MEK1-T292 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes MEK1 (MAP2K1). Essentiell für die MAPK/ERK-Signalgebung, Zellwachstum und Differenzierung. 43 kDa. Q02750.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-T292 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5604
GenID	5604
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T292 von humanem Phospho-MEK1-T292 (Q02750)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel