

Phospho-Mek1-T292 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0000907



Einführung

Phospho-MEK1-T292 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt phosphoryliertes MEK1 (MAP2K1) bei T292 in menschlichen und Ratten-Proben. Geeignet für Studien zum MAPK-Signalweg und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-T292 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5604
GenID	5604
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T292 von humanem MEK1 (NP_002746.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel