

Phospho-Mek1/Mek2-S217/S221 Kaninchen-Mak Für Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

Artikelnummer: CM0000575



Einführung

Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der MAPK/ERK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	MEK1/MEK2; Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Spezies	Human
GeneID (Human)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S217 & S221 von humanem MEK1/MEK2 (NP_002746.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02750/P36507
Proteingewicht	40kDa/43kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel