


Phospho-Mek6-S207 Kaninchen-Pak - P52564

Artikelnummer: CM0001787



Einführung

Phospho-spezifisches polyklonales Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes MEK6 gerichtet ist, das an Serin 207 phosphoryliert ist; geeignet für Western Blot und Immunfluoreszenz-Anwendungen in humanen und Ratten-Proben. Ideal für die Forschung zu Stress- und Zytokin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK6-S207 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
Spezies	Human
GenID (Human)	5608
GenID	5608
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S207 von humanem MAP2K6 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P52564
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel