

Phospho-Mkk3-S189+Mkk6-S207 Kaninchen-Mak - P46734 / P52564

Artikelnummer: CM0001586

Einführung

Phospho-spezifisches kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper, das phosphoryliertes MKK3 (S189) und MKK6 (S207) erkennt. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur Stress-Kinase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5606/5608
Gen-ID	5606/5608
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S207 von humanem MKK3/MKK6(P46734/P52564).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46734/P52564
Proteingewicht	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Versand	Eisbeutel