

Phospho-MLKL-S345 Kaninchen Mab Für Wb, Ip, Elisa - Q9D2Y4

Artikelnummer: CM0012504



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, spezifisch für an Serin 345 phosphoryliertes Maus-MLKL. Ideal für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erforschen Sie die Nekroptose-Signalgebung und den TNF-induzierten programmierten Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MLKL-S345 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	9130019I15Rik
Art	Maus
GenID (Mensch)	197259
GenID	74568
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S441 von Maus-MLKL (NP_001297542.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D2Y4
Proteinmasse	54kDa
Versand	Eisbeutel