

Phospho-MLKL-S358 Kaninchen-Pab - Q8Nb16

Artikelnummer: CM0000546



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches MLKL gerichtet ist, das bei S358 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Forschung zu Nekroptose und programmiertem Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MLKL-S358 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
Spezies	Mensch
GenID	197259
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S358 von menschlichem MLKL (NP_689862.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8NB16
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel