

Phospho-MLKL-S441 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q9D2Y4

Artikelnummer: CM0000594



Einführung

Phospho-MLKL-S441 Kaninchen pAb erkennt Maus-MLKL, das an Serin 441 phosphoryliert ist, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Geeignet für WB und ELISA in der Forschung zu Nekroptose und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MLKL-S441 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	197259
GeneID (Maus)	74568
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S441 von Maus-MLKL (NP_001297542.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9D2Y4
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel