


Phospho-Mre11 (Ser676) Kaninchen Pab Für Wb - P49959

Artikelnummer: CM0001997



Einführung

Der Phospho-MRE11 (Ser676) Kaninchen-polyklonale Antikörper detektiert spezifisch humanes MRE11, das an Ser676 in WB phosphoryliert ist. Essentiell für Studien zur Doppelstrangbruchreparatur, Telomererhaltung und Meiose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MRE11 (Ser676) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Phospho-MRE11 (Ser676)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4361
GeneID	4361
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S676 von humanem MRE11 (NP_005582.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49959
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel