

## Phospho-Mtor-S2448 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P42345

Artikelnummer: CM0001272



### Einführung

Phospho-mTOR (Ser2448) Kaninchen mAb für WB, ELISA. Erkennt humanes und murines mTOR, phosphoryliert an S2448, entscheidend für die mTORC1-Signalübertragung. Unterstützt Studien zur zellulären Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-mTOR-S2448 Kaninchen mAb                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 2475                                                                                               |
| Gen-ID            | 2475                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S2448 des humanen mTOR (P42345). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                          |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                       |
| SWISS             | P42345                                                                                             |
| Proteinmasse      | 289 kDa                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                          |