


Phospho-MYH9-S1943 Kaninchen-Pak - P35579

Artikelnummer: CM0001874



Einführung

Anti-phospho-MYH9 (S1943) polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit humanem, murinem und rattem Myosin-9. Ideal zur Untersuchung von Zellmotilität, Zytokinese und Zytoskelett-Reorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MYH9-S1943 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Phospho-MYH9-S1943
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4627
GenID	4627
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S1943 von humanem MYH9 (NP_002464.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35579
Proteingewicht	227 kDa
Versand	Eisbeutel