

Phospho-Myl9-T18/S19 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24844

Artikelnummer: CM0000583

Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MYL9 (Thr18/Ser19) für WB, IHC-P, ELISA. Validiert an Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung an glatter Muskelkontraktilität und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MYL9-T18/S19 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-T18/S19
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10398
GenID	10398
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T18 & S19 von humanem MYL9 (NP_006088.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24844
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel