

Phospho-Myosin-Leichtkette 2-S19 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P24844

Artikelnummer: CM0001147

Einführung

Phospho-Myosin-Leichtkette 2-S19 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (P24844) für WB, ELISA. Erkennt spezifisch phosphoryliertes S19 der menschlichen Myosin-Leichtkette 2 in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Kontraktilitäts- und Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Myosin-Leichtkette 2-S19 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin-Leichtkette 2-S19
Spezies	Mensch
Gen-ID	10398
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S19 der menschlichen Myosin-Leichtkette 2 (NP_006088.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24844
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel