

Phospho-Myosin Light Chain 2-T18 Rabbit Mab - P24844

Artikelnummer: CM0001915

Einführung

Phospho-Myosin Light Chain 2 (T18) Rabbit Monoclonal Antibody für WB und ELISA. Spezifisch für humanes phosphoryliertes MYL9/MLC2, entscheidend für die Forschung an glatter Muskulatur und nicht-muskulärer Kontraktilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Myosin Light Chain 2-T18 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18
Spezies	Mensch
GenID	10398
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T18 von humanem Myosin Light Chain 2 (NP_006088.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24844
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel