

## Phospho-Myosin Leichtkette 2-T18/S19 Kaninchen Mab - P24844

Artikelnummer: CM0001200

### Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen Myosin Leichtkette 2 an Position Thr18/Ser19 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben. Ideal für die Forschung zu glatter Muskelkontraktilität, Zytokinese und Zellbewegung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Myosin Leichtkette 2-T18/S19 Kaninchen mAb                                                        |
| Bemerkungen/Alias | LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIH54; Phospho-Myosin Leichtkette 2-T18/S19                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                    |
| GeneID (Mensch)   | 10398                                                                                                     |
| GeneID            | 10398                                                                                                     |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T18/S19 der menschlichen Myosin Leichtkette 2 (NP_006088.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                 |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                    |
| SWISS             | P24844                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 20 kDa                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                 |