


Phospho-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 Kaninchen Pab Für Wb - P05023

Artikelnummer: CM0001352



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper zum Nachweis der an Ser16 phosphorylierten Na⁺/K⁺-ATPase alpha-1-Untereinheit. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Für die Erforschung von Iontentransport und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
Art	Mensch
Gen-ID	476 (ATP1A1)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S16 der menschlichen Na ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05023
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel