

Phospho-Nedd4L-S448 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q96Pu5

Artikelnummer: CM0000525



Einführung

Phospho-NEDD4L-S448 Kaninchen pAb detektiert endogenes NEDD4L, das an Ser-448 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitinierungswegen und Ionenkanalregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NEDD4L-S448 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Phospho-NEDD4L-S448
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23327
Gen-ID	23327
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S448 des menschlichen NEDD4L (NP_001138439.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PU5
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel