

Phospho-Nf-Kb P105-S932 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0001889



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen NF-κB p105 (Ser932) für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und rätisches NF-κB p105/p50, einen zentralen Transkriptionsfaktor der Immun- und Entzündungssignalwege. Ideal für Pathway-Analysen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB p105-S932 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NF-κB p105-S932
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4790
Gen-ID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S932 des menschlichen Phospho-NF-κB p105-S932 (NP_001158884.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19838
Proteinmasse	105 kDa
Versand	Eisbeutel