

Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S529 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0000636



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen NF-kB p65 (RelA), der die Phosphorylierung an Ser529 erkennt; validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte; für Studien zu Entzündung und zellulärer Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5970
Gen-ID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S529 des humanen NF-kB p65/RelA (NP_068810.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel