


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0001649



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, der an humanes NF-kB p65/RelA phosphoryliert an Ser536 bindet. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der NF-kB-Signalgebung bei Entzündungen, Immunität und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5970
GenID	5970
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S536 des humanen NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel