


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Kaninchen-Pab - Q04206

Artikelnummer: CM0001489



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der NF-kB p65 nachweist, das an Serin 536 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die NF-kB-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Spezies	Mensch
GenID	5970 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel