

## Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0001905



### Einführung

Phosphospezifischer kaninchen polyklonaler Antikörper gegen NF-κB p65/RelA an Ser468. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von NF-κB-Signalwegen, Entzündungen und Transkriptionsregulationswegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 Kaninchen pAb                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S468                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 5970                                                                                                        |
| GenID             | 5970                                                                                                        |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S468 von humanem Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 (NP_001138610.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                   |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                               |
| SWISS             | Q04206                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 60 kDa                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                   |