


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T505 Kaninchen-Pab - Q04206

Artikelnummer: CM0001625



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen NF-kB p65/RelA phosphoryliert an Thr505 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA unter Verwendung von humanen Proben. Geeignet für die NF-kB-Signalgebung, Entzündungs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-kB p65/RelA-T505 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
Spezies	Human
GenID (Human)	5970
GenID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel