


Phospho-Nf-Kb2-S866 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0000964



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen NF-κB2 (p100/p52), phosphoryliert an S866, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes p100/p52; kreuzreagiert mit Maus. Unentbehrlich für die Erforschung des nicht-kanonischen NF-κB-Signalwegs und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB2-S866 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4791
Gen-ID	4791
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S866 des humanen Phospho-NF-κB2-S866 (NP_001070962.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00653
Proteinmasse	97 kDa
Versand	Eisbeutel