

Phospho-Nf2-S518 Kaninchen-Pak - P35240

Artikelnummer: CM0000509



Einführung

Phospho-NF2-S518 Kaninchen-pAk detektiert endogene Spiegel von NF2/Merlin, phosphoryliert an Serin 518. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben; unterstützt die Forschung zu Tumorsuppressoren und dem Hippo-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF2-S518 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4771
GenID	4771
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S518 von humanem NF2 (NP_000259.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35240
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel