

Phospho-Nfkb1 (S337) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0001123



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der NFKB1 erkennt, phosphoryliert an S337. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur NF-kappa-B-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NFKB1-S337 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S337
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4790
GenID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S337 von menschlichem NFKB1 (NP_001158884.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19838
Proteingewicht	50 kDa/105 kDa
Versand	Eisbeutel