

Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Polymab® Für Wb - P19838

Artikelnummer: CM0001039



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes NFKB1 (Ser337), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der NF-κB-Signalübertragung bei Entzündungen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4790
Gen-ID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S337 von humanem NFKB1 (NP_001158884.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19838
Protein-Gewicht	50kDa/105kDa
Versand	Eistasche