

Phospho-Nfkb1-S907 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot - P19838

Artikelnummer: CM0001801



Einführung

Hochwertiger phospho-spezifischer NFKB1 (pS907) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für den Western-Blot-Nachweis von humanem phosphoryliertem NF-kappa-B p105/p50. Ideal für die Erforschung von Entzündungs-, Immunitäts- und Krebs-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NFKB1-S907 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907
Spezies	Mensch
Gen-ID	4790
Immunogen	Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Regionen um S907 des humanen NFKB1 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19838
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche