

Phospho-Nmdar1-S896 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05586

Artikelnummer: CM0000754



Einführung

Phospho-NMDAR1-S896 Kaninchen pAb detektiert spezifisch den an Serin 896 phosphorylierten Glutamaterezeptor ionotrop NMDA 1 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen in der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NMDAR1-S896 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2902
Gen-ID	2902
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S896 von humanem NMDAR1 (NP_015566.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05586
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche