


Phospho-P38 Mapk-T180 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0001483



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes p38 MAPK (Thr180). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit humanem, murinem, ratten MAPK14. Ideal zur Untersuchung stressaktivierter Kinasen-Signalwege und entzündlicher Pfade.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p38 MAPK-T180 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180
Spezies	Human
GeneID (Human)	1432
GeneID	1432
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T180 von humanem MAPK (NP_620581.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel