


Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Artikelnummer: CM0001968



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der phosphoryliertes T180/Y182 von humanem p38 MAPK erkennt. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die MAPK-Signalweg- und Stressreaktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1432
Gen-ID	5600/6300/5603/1432
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Proteingewicht	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel