


Phospho-P53-S33 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001629



Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, der auf Phospho-p53 an Serin 33 abzielt. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert spezifisch mit humanem p53. Geeignet für Apoptose-, Zellzyklus- und Krebsbiomarkerforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S33 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
Spezies	Human
Gen-ID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S33 von humanem Phospho-p53 (S33) (NP_000537.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04637
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel