


Phospho-P53-S37 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001327



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen an Ser37 phosphoryliertes p53. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von p53-Signalgebung, Zellzyklus und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S37 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S37
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7157
Gen-ID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S37 des menschlichen p53 (NP_000537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04637
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel