


Phospho-P53-S376 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001704



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-Monoklonalantikörper, der p53 erkennt, das an Serin 376 phosphoryliert ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, reagiert mit menschlichem und Ratten-p53. Ideal für Apoptose-, Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S376 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S376
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7157
GenID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S376 von menschlichem p53 (P04637).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel