


Phospho-P53-S46 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0001303



Einführung

Phosphospezifischer polyclonaler Kaninchenantikörper gegen p53 (Ser46), validiert für WB, IP, ELISA mit humanen Proben. Erkennt die Phosphorylierung des Tumorsuppressors p53 an Ser46, einem Schlüsselereignis bei der DNA-schadeninduzierten Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S46 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S46
Spezies	Mensch
Gen-ID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von S46 des humanen p53 (NP_000537.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel