


Phospho-P53-S6 Kaninchen Pab - P04637

Artikelnummer: CM0001479



Einführung

Hochspezifisches Phospho-p53-S6 Kaninchen-Polyclonales Antikörper, validiert für WB und ELISA, zielgerichtet gegen humanes p53 phosphoryliert an Serin 6. Geeignet für Studien zu Apoptose und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7157
GenID	7157
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich der S6 des humanen p53 (NP_000537.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel